

Rozměry:	92 × 45 × 20 mm (včetně hrdla napojení setu)
Hmotnost:	62 g včetně baterie
Baterie:	3,6 V Lithium, ½ AA
Životnost baterie při běžném použití:	3–4 týdny
Barevné provedení:	šedočerná
Jazyk ovládání:	CZ, DE, EN a obrázkové menu
Signalizace:	Zvuk, vibrace, obojí, vypnuto
Upozornění na případné ucpání kanyly:	3 stupně
Bazální inzulin:	4 nastavitelné bazální profily , dávkování každé 4 minuty, možnost zastavení dodávek inzulinu
Přesnost nastavení v krocích:	0,1 j/hod nebo 0,01 j/hod
Dočasný bazál:	Zvýšení nebo snížení v rozmezí 0 až 200 % (krok 10 %) po dobu 1 až 24 hodin
BOLUSY	
Přesnost nastavení v krocích:	0,05 j / 0,1j / 0,5 j / 1,0 j
Volitelná rychlost podávání Běžného bolusu:	12s/1j, 30s/1j, 60s/1j
Typ bolusu:	Běžný, Prodloužený, Kombinovaný
Programování bolusu:	Snídaně Oběd Večeře
Bolusový kalkulač:	
	CHYTRÝ BOLUS 1 Výpočet množství inzulinu na základě aktuální glykémie, přijatých sacharidů, aktivního inzulinu, cílové hodnoty glykémie a korekčních faktorů.
	CHYTRÝ BOLUS 2 Výpočet množství inzulinu na základě hodnoty přijatých sacharidů a korekčních faktorů
Historie:	Uchování více než 3000 událostí v paměti pumpy: Bolusy, Průměrné bolusy, Denní úhrny, Historie plnění, Množství sacharidů, Použité hodnoty glykémie, Alarmy, Časy dočasného vypnutí pumpy, Přechodné bazály, Historie vydaných bazálů
Lékařské menu:	Speciální, PIN kódem uzamčené menu, přístupné odborným zdravotním pracovníkům. S jeho pomocí lze nastavit uživatelské a bezpečnostní funkce inzulinové pumpy každému uživateli na míru.
Uzamykatelná klávesnice	Bezpečnostní funkce, odemknutí po zadání hesla
Displej:	Podsvícený, s nastavitelnou délkou osvětlení
Třída vodotěsnosti:	IP 28
Režim Letadlo:	Pro situace, vyžadující vypnutí Bluetooth
Bezpečnostní funkce:	Dvojitá automatická kontrola funkcí pumpy. Upozornění: vybitá baterie, prázdný zásobník inzulinu, ucpání kanyly, vynechaný bolus, pumpa bez obsluhy, denní maximum, diagnostické chyby.
Přesnost dávkování:	Swiss Micro DC motor



MTE spol. s r.o.
Hybešova 43, 602 00 Brno

www.mte.cz
www.inzulinovapumpa.cz

tel. 543 432 400
mte@mte.cz



Dana
Diabecare **RS**

- Bezpečná
- Diskrétní
- Malá
- Lehká



NOVÁ

**CHYTRÁ
INZULINOVÁ
PUMPA**

Dana

Diabecare RS

- ▶ Bezpečná
- ▶ Diskrétní
- ▶ Malá
- ▶ Lehká




Další vzory přelepek na
www.mte.cz/e-shop

- ▶ **Nové uživatelské prostředí**
- ▶ **Zásobník** na 300 j inzulinu
- ▶ Dávkování bazálního inzulinu s přesností 0,01 j/hod
- ▶ **Volitelná rychlost** podávání bolusu
- ▶ Zabezpečené ovládání pumpy pro Android nebo iOS (aplikace AnyDANA)
- ▶ Uživatelské a lékařské menu
- ▶ Heslem uzamykatelný přístup
- ▶ **Dlouhá životnost** baterie (Bluetooth Low Energy (BLE))
- ▶ Snadná konektivita se zařízeními Android nebo iOS

AnyDANA

APLIKACE
PRO CHYTRÝ TELEFON
A CHYTROU PUMPU

- Zabezpečené **Bluetooth**  připojení
- Dálkové ovládání pro inzulinové pumpy DANA
- CE certifikace



 **AnyDANA-i**

- pro inzulinovou pumpu **Diabecare RS** a pro pumpy **DANA Diabecare** s modulem BLE (Bluetooth Low Energy)
- **iTunes Store**
- minimální požadavky na systém: iOS 9.0 a vyšší



 **AnyDANA-A**

- k dispozici pro inzulinové pumpy **DANA Diabecare R, RS**
- **Google Play Store**
- minimální požadavky: Android 4.3 a vyšší